

Отзыв о расходных материалах, которые были предоставлены на апробацию в судебно-гистологический отдел ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» компанией ООО «СМТраст»

1. Покровные стекла «DIAPATH»

Плоские стёкла, без искривлений и сколов, чистые.

2. Кассеты гистологические

Кассеты легко открываются и надёжно закрываются. Имеют поле для маркировки образцов.

3. Парафин DIAWAX

Парафин с температурой плавления 56<sup>0</sup>С-58<sup>0</sup>С. Использовался в процессоре замкнутого типа для гистологической проводки материала и для заливки образцов в блок. Аутопсийный материал был равномерно пропитан, блоки заливались без образования пустот. При микротомии получались хорошие, тонкие срезы в виде «ленты» толщиной 3мкм.

4. Красители

- Гематоксилин Джилла
- Гематоксилин Карацци
- Гематоксилин Майера
- Гематоксилин Гарриса
- Эозин (G OR Y Alcoholic)

Данные красители использовались в аппарате для окрашивания гистологических препаратов. Микропрепараты имеют хорошее качество. Все структуры клеток прокрашены равномерно.

Зав. судебно-гистологическим отделом  
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»

Буланова Э.В.

